

No.	品 目	用 途
1	皮膚保護ペースト 皮膚保護パテ	ペースト状の皮膚保護剤は、ストーマ周囲の皮膚のしわ・くぼみによる凹凸を埋めて皮膚の表面を平坦にするので、ストーマ装具の皮膚保護剤面板の粘着を助長し排泄物の漏れを防止することができる。ストーマ周囲の皮膚形状は良くないオストメイトに必要である。
2	皮膚保護パウダー	パウダー状の皮膚保護剤は、ストーマ周囲の皮膚がじめじめして皮膚保護剤面板が粘着しない場合に振りかけて皮膚を保護し密着させ、またはストーマと皮膚保護剤面板の隙間に露出している皮膚に振りかけて皮膚への排泄物付着を防ぐために必要なものであり、多くのオストメイトが常用している。
3	皮膚保護ウエハー	ウエハー状の成形可能な皮膚保護剤は、ストーマ周囲の皮膚のしわ・くぼみによる凹凸を補正してストーマ装具の皮膚保護剤面板の密着性を高めシールとして使用する。ストーマ周囲の皮膚形状が良くないオストメイトに必要である。
4	コンベックス・インサート	ストーマ周囲の皮膚と皮膚保護剤面板を密着させるために面板のフランジ部分にリング状のものを嵌め込んで凸面を作り排泄物の漏れを防止する。コンベックス内臓の面板を使用しない場合に必要である。
5	固定用ベルト	ストーマ装具のストーマ袋の部分を固定し、身体の動きで装具がずれたりはがれたりしないようにする脱落防止用として必要である。
6	剥離剤（リムーバー）	皮膚保護剤・粘着テープ等の粘着力が強い場合に、皮膚に刺激を与えずにこれらを剥がす液体であり、ストーマ装具の交換時に使用する。
7	皮膚被膜剤（スキンバリア）	ストーマ周囲の皮膚を排泄物やテープ類などの刺激から守るために、皮膚に塗って薄い皮膜をつくる。皮膚がかぶれやすいオストメイトに必要である。
8	レッグバッグ（下肢装着用）	遠出や就寝時などで長時間にわたり排出処理ができない時には、通常のストーマ袋では蓄尿が難しい場合が起こるので、予備のレッグバッグと接続することにより蓄尿量を増やすことができる。特に就寝時に欠かせない用品である。
9	ナイト・ドレーナージバッグ（夜間用）	レッグバッグと同様に、就寝時、通常のストーマ袋に接続して蓄尿するもので、就寝時に欠かせない用品である。
10	ストーマ袋カバー	発汗により、ストーマ装具のストーマ袋部分で蒸れを起こして皮膚に真菌などが発症するものを防ぐために、ストーマ袋に被せて汗を吸収する布地のもので、特に夏季に使用する。
11	サージカルテープ	ストーマ装具の皮膚保護剤板の皮膚への密着を助長するために面板の周囲に貼り付けるもので、かぶれにくい特性を有する粘着性のテープである。
12	皮膚保護剤穴あけ専用はさみ	刃の部分が緩やかにカーブしている曲剪専用のはさみで、皮膚保護剤面板の中心部分をストーマのサイズに合わせて円形に穴をあける作業になくてはならないものである。この合わせ作業は精度を必要とする。
13	消臭剤	ストーマ袋内の排泄物の臭いを脱臭するために開発されたもので、ストーマ袋の中に入れて使用する。

1 4	皮膚洗浄剤	ストーマ周辺の皮膚の汚れを落とし、清潔に保つ。 洗い流しが不要で拭き取り直後に面板の装着が可能。
1 5	潤滑剤	ストーマ装具内の排泄物の排出を容易にする。
1 6	凝固剤	ストーマ袋の中に入れて水様性の排出物（便や尿）をゼリー状にして、漏れや面板の剥がれを防止する。
1 7	ストーマ用腹帯・サラン ・オストミーパンツ	ストーマ保有者専用で、ストーマ袋を収納するためのポケットがあり、フィット感を高めたり、蒸れを防ぐ。